



## Product Specification

**V-Monovette® para urina, 9,5 ml, tampa amarela,  
(CxØ): 100 x 15 mm, 50 unid./pacote**

**Page 1**



### Product description

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 11.2552.001                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrição do artigo | V-Monovette® para urina, volume nominal: 9,5 ml, sem preparação, sistema de vácuo para transferência fechada de urina, (CxØ): 100 x 15 mm, transparente, marcação nominal, material: PET, tampa de membrana, tampa amarela, com etiqueta de papel, estéril, 50 unid./pacote |

### Product characteristics

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo de retirada      | Vácuo                                                |
| Tipo de preparo       | sem preparação                                       |
| Rótulo/impressão      | com etiqueta de papel                                |
| Cor impressão/rótulo  | amarela                                              |
| Graduação             | marcação nominal                                     |
| Tampa                 | tampa de membrana                                    |
| Tipo de fechamento    | tampa de pressão                                     |
| Proteção contra a luz | não                                                  |
| Campo de aplicação    | sistema de vácuo para transferência fechada de urina |
| Forma do fundo        | fundo cônico                                         |
| Volume de trabalho    | 9,5 ml                                               |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## Product Specification

**V-Monovette® para urina, 9,5 ml, tampa amarela,  
(CxØ): 100 x 15 mm, 50 unid./pacote**

**Page 2**

Centrifugação recomendada 400 x g  
Tempo de centrifugação 5 Min

### Size

Volume nominal 9.5 ml  
Diâmetro 15 mm  
Comprimento com tampa 106 mm  
Comprimento sem tampa 100 mm

### Material & colours

Material do produto Politereftalato de etileno (PET)  
Cor do produto transparente  
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa amarela  
Material da membrana borracha  
Material do tubo Politereftalato de etileno (PET)

### Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Radiação gama  
Ficha de dados de segurança não  
Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 500  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 22000  
Profundidade da embalagem 503 mm  
externa  
Largura da embalagem 375 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 155 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Product Specification**

**V-Monovette® para urina, 9,5 ml, tampa amarela,  
(CxØ): 100 x 15 mm, 50 unid./pacote**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Volume da embalagem externa | 0.0292 cbm    |
| Peso do produto             | 0.0088 kg     |
| Peso da embalagem externa   | 4.88 kg       |
| EAN da caixa interna        | 4038917244886 |
| EAN da embalagem externa    | 4038917244879 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

