



Product description

Order number	60.9921.829
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 97 x 16 mm, material: PS, fundo cônico com base plana, transparente, tampa de rosca, amarela, tampa montada, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	97 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	amarela

Purity & certification

Corresponde às exigências	ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	30000
Profundidade da embalagem externa	608 mm
Largura da embalagem externa	324 mm
Altura da embalagem externa	264 mm
Volume da embalagem externa	0.052 cbm
Peso do produto	0.0077 kg
Peso da embalagem externa	8.5 kg
EAN da caixa interna	4038917151122
EAN da embalagem externa	4038917027700

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

