



### Product description

Order number	62.547.254
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 50 ml, (CxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, HD-PE, tampa: vermelha, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: azul/branca, com escala, livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril, 25 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	azul/branca
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	50 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Diâmetro	28 mm
Comprimento do produto	114 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	vermelha

### Purity & certification

Corresponde às exigências	ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	300
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	300
Unidades por palete	9000
Profundidade da embalagem externa	580 mm
Largura da embalagem externa	330 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0488 cbm
Peso do produto	0.0128 kg
Peso da embalagem externa	4.61 kg
EAN da caixa interna	4038917111898
EAN da embalagem externa	4038917013420

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

