



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 62.554.502 |
| Descrição do artigo | Tubo de rosca, volume de trabalho: 15 ml, (CxØ): 120 x 17 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, tampa de rosca, vermelha, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca/azul, com escala, livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril, 50 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Rótulo/impressão | com impressão |
| Cor impressão/rótulo | branca/azul |
| Graduação | sim |
| Tampa | tampa de rosca padrão |
| Tipo de fechamento | tampa de rosca |
| Forma do fundo | fundo cônico |
| Volume de trabalho | 15 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 20000 x g |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

| | |
|------------------------|--------|
| Diâmetro | 17 mm |
| Comprimento do produto | 120 mm |

Material & colours

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | transparente |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa | vermelha |

Purity & certification

| | |
|---------------------------|--|
| Corresponde às exigências | IATA |
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE | CE |
| Padrão de pureza | livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril |
| Esterilização | Irradiação de elétrons |
| Isenção de pirogênio | sim |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 500 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 50 |
| Unidades por caixa | 500 |
| Unidades por palete | 20000 |
| Profundidade da embalagem externa | 598 mm |
| Largura da embalagem externa | 398 mm |
| Altura da embalagem externa | 165 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0393 cbm |
| Peso do produto | 0.0063 kg |
| Peso da embalagem externa | 3.74 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917113182 |
| EAN da embalagem externa | 4038917013932 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

