



### **Product description**

Order number 90.183.200  
Descrição do artigo Adaptador, para centrífuga SC 2700

### **Product characteristics**

Indicado para centrífuga SC 2700

### **Size**

Diâmetro 17 mm  
Largura do produto 17 mm  
Altura do produto 12.5 mm  
Comprimento do produto 17 mm

### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto cinza

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 2  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 2  
Unidades por caixa 300  
Unidades por palete 97200  
Profundidade da embalagem externa 268 mm  
Largura da embalagem externa 191 mm  
Altura da embalagem externa 100 mm  
Volume da embalagem externa 0.0051 cbm  
Peso do produto 0.002 kg  
Peso da embalagem externa 1 kg  
EAN da caixa interna 4038917909679  
EAN da embalagem externa 4038917909686

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

