



### Product description

Order number 90.184.401  
Descrição do artigo Centrífuga, SMC 6 V, tensão de alimentação: 115 V, incl. rotor oscilante 6 vezes e suportes de tubo 1 vez para tubos de 100 mm comprimento, para separação de soro/plasma do coágulo de sangue, rotor oscilante 6 vezes

### Product characteristics

Versão rotor oscilante 6 vezes  
Indicado para separação de soro/plasma do coágulo de sangue  
Quantidade de locais de medição 6  
Tensão de alimentação 115 V

### Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Packaging**

Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	36
Peso do produto	5.7995 kg
Peso da embalagem externa	5.8 kg
EAN da caixa interna	4038917534420
EAN da embalagem externa	4038917534413

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

