



Product Specification

Cotonete de esfregaço para ciência forense,
redondo, no tubo com membrana de ventilação,
ISO 18385, 93 mm, viscose

Page 1



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 80.629 |
| Descrição do artigo | Cotonete de esfregaço para ciência forense, redondo, no tubo com membrana de ventilação, com etiqueta de papel, tratada com ETO, ISO 18385, Secagem passiva, comprimento da barra: 93 mm, material da barra: PS, cabeça do toalhete redondo, material do toalhete: viscose, tubo: PP, 1 unid./blister |

Product characteristics

| | |
|--------------------|--|
| Rótulo/impressão | com etiqueta de papel |
| Tampa | Tampa de rosca com suporte para cotonete |
| Tipo de fechamento | tampa de rosca |
| Versão | no tubo com membrana de ventilação |
| Campo de aplicação | Coleta de amostras forenses |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Cotonete de esfregação para ciência forense,
redondo, no tubo com membrana de ventilação,
ISO 18385, 93 mm, viscosa**

Page 2

Size

| | |
|-------------------------------|----------|
| Largura do produto | 18 mm |
| Comprimento do produto | 107 mm |
| Comprimento com tampa | 106.8 mm |
| Comprimento sem tampa | 90 mm |
| Comprimento com tampa e barra | 94 mm |
| Comprimento da barra | 93 mm |

Material & colours

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Cor do produto | de várias cores |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa | natural |
| Material do tampão | viscosa |
| Material da barra | Poliestireno (PS) |
| Material do tubo | Polipropileno (PP) |

Purity & certification

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Corresponde às exigências | ISO 18385 |
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Padrão de pureza | tratada com ETO |
| Esterilização | Esterilização a gás |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Quantidade mínima do pedido | 800 |
| Tipo de embalagem interior | blister |
| Unidades por caixa interna | 100 |
| Unidades por caixa | 800 |
| Unidades por palete | 20000 |
| Profundidade da caixa interna | 211 mm |
| Largura da caixa interna | 151 mm |
| Altura da caixa interna | 171 mm |
| Profundidade da embalagem externa | 437 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Cotonete de esfregação para ciência forense,
redondo, no tubo com membrana de ventilação,
ISO 18385, 93 mm, viscosa**

Page 3

| | |
|------------------------------|---------------|
| Largura da embalagem externa | 363 mm |
| Altura da embalagem externa | 335 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0531 cbm |
| Peso do produto | 0.0067 kg |
| Peso da embalagem externa | 7.43 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917264686 |
| EAN da embalagem externa | 4038917428934 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT