



Product Specification

Cotonete de esfregaço para ciência forense, L, redondo, no tubo com membrana de ventilação, ISO 18385, 85 mm, viscosa

Page 1



Product description

Order number	80.630
Descrição do artigo	Cotonete de esfregaço para ciência forense, L, redondo, no tubo com membrana de ventilação, com rótulo de segurança, tratada com ETO, ISO 18385, Secagem passiva, comprimento da barra: 85 mm, material da barra: PS, cabeça do toalhete redondo, material do toalhete: viscosa, tubo: PP, 50 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Rótulo/impressão	com rótulo de segurança
Tampa	tampa padrão
Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Versão	no tubo com membrana de ventilação
Campo de aplicação	Coleta de amostras forenses

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-09-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Cotonete de esfregaço para ciência forense, L, redondo, no tubo com membrana de ventilação, ISO 18385, 85 mm, viscosa

Page 2

Size

Comprimento do produto	175 mm
Comprimento sem tampa	105 mm
Comprimento da barra	85 mm

Material & colours

Cor do produto	branca
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	branca
Material do tampão	viscosa
Material da barra	Poliestireno (PS)
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências	ISO 18385
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	tratada com ETO
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	33000
Profundidade da caixa interna	181 mm
Largura da caixa interna	97 mm
Altura da caixa interna	98 mm
Profundidade da embalagem externa	498 mm
Largura da embalagem externa	373 mm
Altura da embalagem externa	115 mm
Volume da embalagem externa	0.0214 cbm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-09-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Cotonete de esfregação para ciência forense, L,
redondo, no tubo com membrana de ventilação,
ISO 18385, 85 mm, viscosa**

Page 3

Peso do produto	0.0074 kg
Peso da embalagem externa	4.52 kg
EAN da caixa interna	4038917275026
EAN da embalagem externa	4038917275019

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-09-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT