



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 83.3990.175 |
| Descrição do artigo | Tampa de rosca, para frasco de cultura de células T-175, tampa de rosca de 2 posições, sem filtro, vermelha, TC Tested, 1 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tampa | tampa de rosca de 2 posições |
| Tipo de fechamento | tampa de rosca |
| Indicado para | frasco de cultura de células T-175 |
| Filtro | não |

Material & colours

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Material do produto | Polietileno de alta densidade (HD-PE) |
| Cor do produto | vermelha |
| Cor da tampa | vermelha |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Padrão de pureza | TC Tested |
| Esterilização | Radiação gama |
| Isenção de pirogênio | sim |
| Não citotóxico | sim |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 100 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 25 |
| Unidades por caixa | 100 |
| Unidades por palete | 16800 |
| Profundidade da embalagem externa | 288 mm |
| Largura da embalagem externa | 218 mm |
| Altura da embalagem externa | 150 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0094 cbm |
| Peso do produto | 0.0054 kg |
| Peso da embalagem externa | 0.92 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917359986 |
| EAN da embalagem externa | 4038917359979 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

