




Product description

Order number	94.6077.434
Descrição do artigo	flexiPERM® , con A, Inserto de silicone reutilizável, para subdivisão da superfície de crescimento, 1 poço, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos, 5 unid./pacote

Product characteristics

Campo de aplicação	para subdivisão da superfície de crescimento
Quantidade de poços	1
Superfície de crescimento	1.1 cm ²
Volume de trabalho	1 ml - 1,5 ml

Size

Diâmetro	12 mm
Altura do produto	8 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	silicone
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	7200
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	253 mm
Altura da embalagem externa	225 mm
Volume da embalagem externa	0.0221 cbm
Peso do produto	0.0037 kg
Peso da embalagem externa	1.42 kg
EAN da caixa interna	4038917255264
EAN da embalagem externa	4038917255257

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

