



Product description

Order number 94.6001.054
Descrição do artigo miniPERM® , Rack, para Biorreator miniPERM® , não autoclavável, 4 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para Biorreator miniPERM®

Material & colours

Material do produto Acrilonitrila butadieno-estireno (ABS)
Cor do produto branca

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	4
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	4
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	672
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0597 cbm
Peso do produto	0.085 kg
Peso da embalagem externa	3.7 kg
EAN da caixa interna	4038917254786
EAN da embalagem externa	4038917254779

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

