



Product description

Order number 94.6077.135
Descrição do artigo miniPERM® , Cânula Luer, para Biorreator miniPERM® , Luer (w), não autoclavável, estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas, 1 unid./blister

Product characteristics

Indicado para Biorreator miniPERM®
Conexão Luer (w)

Material & colours

Material do produto aço inoxidável

Purity & certification

Categoria do produto Produto médico
Certificação CE Fornecedor CE
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas
Esterilização Esterilização a gás
Isenção de pirogênio sim
Em lotes sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalaje interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1200
Unidades por palete	129600
Profundidade da embalagem externa	383 mm
Largura da embalagem externa	193 mm
Altura da embalagem externa	190 mm
Volume da embalagem externa	0.014 cbm
Peso do produto	0.0011 kg
Peso da embalagem externa	1.8 kg
EAN da caixa interna	4038917255899
EAN da embalagem externa	4038917255882

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

