



Product description

Order number	94.6077.137
Descrição do artigo	miniPERM® , Seringa descartável 50 ml, para Biorreator miniPERM® , Luer-Lock, não autoclavável, estéril, 1 unid./blister

Product characteristics

Indicado para	Biorreator miniPERM®
Conexão	Luer-Lock

Size

Volume máximo	50 ml
---------------	-------

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
---------------------	--------------------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	Fornecedor CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	60
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	60
Unidades por palete	3840
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	298 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0255 cbm
Peso do produto	0.0366 kg
Peso da embalagem externa	2.53 kg
EAN da caixa interna	4038917255950
EAN da embalagem externa	4038917255943

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

