



Product description

Order number	94.6077.138
Descrição do artigo	miniPERM® , Tubo de enchimento 5", para Biorreator miniPERM® , não autoclavável, estéril, 1 unid./blister

Product characteristics

Indicado para	Biorreator miniPERM®
---------------	----------------------

Size

Diâmetro	5.9 mm
Largura do produto	5.9 mm
Altura do produto	127 mm
Comprimento do produto	5.9 mm

Material & colours

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	transparente

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	300
Unidades por palete	14400
Profundidade da embalagem externa	353 mm
Largura da embalagem externa	268 mm
Altura da embalagem externa	260 mm
Volume da embalagem externa	0.0246 cbm
Peso do produto	0.001 kg
Peso da embalagem externa	1.55 kg
EAN da caixa interna	4038917376488
EAN da embalagem externa	4038917255974

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

