



Product description

Order number 65.386.992
Descrição do artigo Insertos de codificação, para tubos CryoPure, cores variadas, 100 unid./pacote

Product characteristics

Gradação não
Indicado para tubos CryoPure

Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto cores variadas

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	2500
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	2500
Unidades por palete	810000
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0051 cbm
Peso do produto	0.0002 kg
Peso da embalagem externa	0.6 kg
EAN da caixa interna	4038917228541
EAN da embalagem externa	4038917228534

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

