



Product Specification

Caixa de criopreservação, 75 x 75 x 52 mm,
dimensão da grade: 5 x 5, para 25 recipientes

Page 1



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 93.872.225 |
| Descrição do artigo | Caixa de criopreservação, com codificação numérica por local de armazenamento, para armazenamento em baixa temperatura, material: PC, vermelha, tampa de encaixe com função de ventilação, tampa: transparente, (CxLxA): 75 x 75 x 52 mm, dimensão da grade: 5 x 5, para 25 recipientes, para tubos CryoPure 1,2 - 2,0 ml Rosca interna e externa, 5 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|-----------------------------|---|
| Gradação | não |
| Tampa | tampa de encaixe com função de ventilação |
| Tipo de fechamento | tampa de encaixe |
| Versão | com codificação numérica por local de armazenamento |
| Indicado para | tubos CryoPure 1,2 - 2,0 ml Rosca interna e externa |
| Capacidade de armazenamento | 25 |
| Dimensão da grade | 5 x 5 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Caixa de criopreservação, 75 x 75 x 52 mm,
dimensão da grade: 5 x 5, para 25 recipientes**

Page 2

Size

| | |
|------------------------|-------|
| Largura do produto | 75 mm |
| Altura do produto | 52 mm |
| Comprimento do produto | 75 mm |

Material & colours

| | |
|---------------------|--------------------|
| Material do produto | Policarbonato (PC) |
| Cor do produto | vermelha |
| Cor da tampa | transparente |

Purity & certification

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 5 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 5 |
| Unidades por caixa | 20 |
| Unidades por palete | 2640 |
| Profundidade da embalagem externa | 156 mm |
| Largura da embalagem externa | 143 mm |
| Altura da embalagem externa | 502 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0112 cbm |
| Peso do produto | 0.058 kg |
| Peso da embalagem externa | 1.41 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917122795 |
| EAN da embalagem externa | 4038917420167 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT