



### **Product description**

Order number	83.3900.500
Descrição do artigo	Placa de Petri, (ØxA): 35 x 10 mm, material: PS, superfície: Suspensão, para células de suspensão, cor de codificação: verde, TC Tested, 10 unid./pacote

### **Product characteristics**

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Tipo de célula	células de suspensão
Forma do fundo	Design SUREGrip
Superfície de crescimento	9.4 cm <sup>2</sup>
Volume de trabalho	3 ml
Tipo de recipiente	Placa
Cor de codificação	verde

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Diâmetro	35 mm
Altura do produto	10 mm

### Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Material de fechamento	Polystyrene (PS)

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	10
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	30000
Profundidade da embalagem externa	322 mm
Largura da embalagem externa	257 mm
Altura da embalagem externa	245 mm
Volume da embalagem externa	0.0203 cbm
Peso do produto	0.0038 kg
Peso da embalagem externa	2.59 kg
EAN da caixa interna	4038917338011
EAN da embalagem externa	4038917365819

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

