



### Product description

Order number	83.3901.300
Descrição do artigo	Placa de Petri, (ØxA): 60 x 15 mm, material: PS, superfície: Cell+, para células exigente aderente, cor de codificação: amarela, TC Tested, 10 unid./pacote

### Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Tipo de célula	células exigente aderente
Forma do fundo	Design SUREGrip
Superfície de crescimento	22.1 cm <sup>2</sup>
Volume de trabalho	5 ml
Tipo de recipiente	Placa
Cor de codificação	amarela

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Diâmetro	60 mm
Altura do produto	15 mm

### Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Material de fechamento	Polystyrene (PS)

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	10
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	12000
Profundidade da embalagem externa	332 mm
Largura da embalagem externa	332 mm
Altura da embalagem externa	380 mm
Volume da embalagem externa	0.0419 cbm
Peso do produto	0.0079 kg
Peso da embalagem externa	5 kg
EAN da caixa interna	4038917338165
EAN da embalagem externa	4038917338158

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

