



Product description

Order number	83.3902.300
Descrição do artigo	Placa de Petri, (ØxA): 100 x 20 mm, material: PS, superfície: Cell+, para células exigente aderente, cor de codificação: amarela, TC Tested, 10 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Tipo de célula	células exigente aderente
Forma do fundo	Design SUREGrip
Superfície de crescimento	58.8 cm ²
Volume de trabalho	13 ml
Tipo de recipiente	Placa
Cor de codificação	amarela

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	100 mm
Altura do produto	20 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Material de fechamento	Polystyrene (PS)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	300
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	10
Unidades por caixa	300
Unidades por palete	4200
Profundidade da embalagem externa	505 mm
Largura da embalagem externa	313 mm
Altura da embalagem externa	460 mm
Volume da embalagem externa	0.0727 cbm
Peso do produto	0.0192 kg
Peso da embalagem externa	7.48 kg
EAN da caixa interna	4038917338257
EAN da embalagem externa	4038917338240

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

