



Product description

Order number	83.3903
Descrição do artigo	Placa de Petri, (ØxA): 150 x 20 mm, material: PS, superfície: Padrão, para células aderentes, cor de codificação: vermelha, TC Tested, 5 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Tipo de célula	células aderentes
Forma do fundo	Design SUREGrip
Superfície de crescimento	151.4 cm ²
Volume de trabalho	36 ml
Tipo de recipiente	Placa
Cor de codificação	vermelha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	150 mm
Altura do produto	20 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Material de fechamento	Polystyrene (PS)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	1800
Profundidade da embalagem externa	438 mm
Largura da embalagem externa	324 mm
Altura da embalagem externa	540 mm
Volume da embalagem externa	0.0766 cbm
Peso do produto	0.0541 kg
Peso da embalagem externa	7.19 kg
EAN da caixa interna	4038917338288
EAN da embalagem externa	4038917338271

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

