



Product description

Order number	83.3910
Descrição do artigo	Frasco de cultura de células, T-25, material: PS, superfície: Padrão, para células aderentes, cor de codificação: vermelha, tampa de rosca de 2 posições, TC Tested, 10 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	tampa de rosca de 2 posições
Tipo de célula	células aderentes
Superfície de crescimento	25 cm ²
Volume de trabalho	7 ml - 12,5 ml
Tipo de recipiente	frasco
Cor de codificação	vermelha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Material de fechamento	Polyethylene (PE)
Cor da tampa	vermelha

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	300
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	10
Unidades por caixa	300
Unidades por palete	6000
Profundidade da embalagem externa	602 mm
Largura da embalagem externa	408 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0835 cbm
Peso do produto	0.0142 kg
Peso da embalagem externa	6.61 kg
EAN da caixa interna	4038917337595
EAN da embalagem externa	4038917337588

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

