



Product description

Order number	83.3910.502
Descrição do artigo	Frasco de cultura de células, T-25, material: PS, superfície: Suspensão, para células de suspensão, cor de codificação: verde, Tampa com filtro, TC Tested, 10 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	Tampa com filtro
Tipo de célula	células de suspensão
Superfície de crescimento	25 cm ²
Volume de trabalho	7 ml - 12,5 ml
Tipo de recipiente	frasco
Cor de codificação	verde

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Material de fechamento	Polyethylene (PE)
Cor da tampa	verde

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	300
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	10
Unidades por caixa	300
Unidades por palete	6000
Profundidade da embalagem externa	602 mm
Largura da embalagem externa	408 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0835 cbm
Peso do produto	0.0172 kg
Peso da embalagem externa	7.51 kg
EAN da caixa interna	4038917337809
EAN da embalagem externa	4038917337793

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

