



## Product Specification

Frasco de cultura de células, T-175, superfície:  
Cell+, tampa de rosca de 2 posições

Page 1



### Product description

Order number	83.3912.300
Descrição do artigo	Frasco de cultura de células, T-175, material: PS, superfície: Cell+, para células exigente aderente, cor de codificação: amarela, tampa de rosca de 2 posições, TC Tested, 5 unid./pacote

### Product characteristics

Tampa	tampa de rosca de 2 posições
Tipo de célula	células exigente aderente
Superfície de crescimento	175 cm <sup>2</sup>
Volume de trabalho	50 ml - 125 ml
Tipo de recipiente	frasco
Cor de codificação	amarela

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Material de fechamento	Polyethylene (PE)
Cor da tampa	amarela

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	40
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	40
Unidades por palete	960
Profundidade da embalagem externa	522 mm
Largura da embalagem externa	267 mm
Altura da embalagem externa	450 mm
Volume da embalagem externa	0.0627 cbm
Peso do produto	0.1004 kg
Peso da embalagem externa	5.56 kg
EAN da caixa interna	4038917337533
EAN da embalagem externa	4038917337526

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

