



Product description

Order number	83.3912.302
Descrição do artigo	Frasco de cultura de células, T-175, material: PS, superfície: Cell+, para células exigente aderente, cor de codificação: amarela, Tampa com filtro, TC Tested, 5 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	Tampa com filtro
Tipo de célula	células exigente aderente
Superfície de crescimento	175 cm ²
Volume de trabalho	50 ml - 125 ml
Tipo de recipiente	frasco
Cor de codificação	amarela

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Material de fechamento	Polyethylene (PE)
Cor da tampa	amarela

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	40
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	40
Unidades por palete	960
Profundidade da embalagem externa	522 mm
Largura da embalagem externa	267 mm
Altura da embalagem externa	450 mm
Volume da embalagem externa	0.0627 cbm
Peso do produto	0.1004 kg
Peso da embalagem externa	5.56 kg
EAN da caixa interna	4038917337564
EAN da embalagem externa	4038917337557

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

