



## Product Specification

**Frasco de cultura de células, T-175, superfície:  
Suspensão, tampa de rosca de 2 posições**

**Page 1**



### Product description

Order number	83.3912.500
Descrição do artigo	Frasco de cultura de células, T-175, material: PS, superfície: Suspensão, para células de suspensão, cor de codificação: verde, tampa de rosca de 2 posições, TC Tested, 5 unid./pacote

### Product characteristics

Tampa	tampa de rosca de 2 posições
Tipo de célula	células de suspensão
Superfície de crescimento	175 cm <sup>2</sup>
Volume de trabalho	50 ml - 125 ml
Tipo de recipiente	frasco
Cor de codificação	verde

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Frasco de cultura de células, T-175, superfície:  
Suspensão, tampa de rosca de 2 posições**

**Page 2**

### Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Material de fechamento	Polyethylene (PE)
Cor da tampa	verde

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	40
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	40
Unidades por palete	960
Profundidade da embalagem externa	522 mm
Largura da embalagem externa	267 mm
Altura da embalagem externa	450 mm
Volume da embalagem externa	0.0627 cbm
Peso do produto	0.106 kg
Peso da embalagem externa	5.63 kg
EAN da caixa interna	4038917337892
EAN da embalagem externa	4038917337885

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**