



### Product description

Order number	83.3921.005
Descrição do artigo	Placa multipoços, 12 poço, material: PS, superfície: Padrão, para células aderentes, cor de codificação: vermelha, fundo plano, TC Tested, 5 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Tipo de célula	células aderentes
Forma do fundo	fundo plano
Quantidade de poços	12
Superfície de crescimento	3.65 cm <sup>2</sup>
Volume de trabalho	2 ml
Tipo de recipiente	Placa
Cor de codificação	vermelha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Volume máximo	6.64 ml
Largura do produto	85.2 mm
Altura do produto	22.5 mm
Comprimento do produto	127.8 mm

### Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polystyrene (PS)

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isonção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	2000
Profundidade da embalagem externa	567 mm
Largura da embalagem externa	372 mm
Altura da embalagem externa	345 mm
Volume da embalagem externa	0.0728 cbm
Peso do produto	0.05 kg
Peso da embalagem externa	7.77 kg
EAN da caixa interna	4038917360166
EAN da embalagem externa	4038917360159

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

