



Product description

Order number	83.3922.500
Descrição do artigo	Placa multipoços, 24 poço, material: PS, superfície: Suspensão, para células de suspensão, cor de codificação: verde, fundo plano, TC Tested, 1 unid./blister

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Tipo de célula	células de suspensão
Forma do fundo	fundo plano
Quantidade de poços	24
Superfície de crescimento	1.82 cm ²
Volume de trabalho	1 ml
Tipo de recipiente	Placa
Cor de codificação	verde

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Placa multipoços, 24 poço, superfície:
Suspensão, fundo plano

Page 2

Size

Volume máximo	3.39 ml
Largura do produto	85.2 mm
Altura do produto	22.45 mm
Comprimento do produto	127.8 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polystyrene (PS)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isonção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	50
Unidades por palete	2400
Profundidade da embalagem externa	332 mm
Largura da embalagem externa	297 mm
Altura da embalagem externa	275 mm
Volume da embalagem externa	0.0271 cbm
Peso do produto	0.0569 kg
Peso da embalagem externa	3.59 kg
EAN da caixa interna	4038917338585
EAN da embalagem externa	4038917338578

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT