



### **Product description**

Order number	83.3925
Descrição do artigo	Placa multipoços, 96 poço, material: PS, superfície: Padrão, para células aderentes, cor de codificação: vermelha, fundo redondo, TC Tested, 1 unid./blister

### **Product characteristics**

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Tipo de célula	células aderentes
Forma do fundo	fundo redondo
Quantidade de poços	96
Tipo de recipiente	Placa
Cor de codificação	vermelha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Volume máximo	0.31 ml
Largura do produto	85.2 mm
Altura do produto	16.55 mm
Comprimento do produto	127.8 mm

### Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polystyrene (PS)

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	50
Unidades por palete	3200
Profundidade da embalagem externa	332 mm
Largura da embalagem externa	297 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0212 cbm
Peso do produto	0.0498 kg
Peso da embalagem externa	3.19 kg
EAN da caixa interna	4038917338790
EAN da embalagem externa	4038917338783

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

