



### Product description

Order number	94.6140.002
Descrição do artigo	Câmara de cultura de células x-well, frasco, em lâmina de microscópio de PCA, quadro removível, estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos, 6 unid./blister

### Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de rosca
Versão	em lâmina de microscópio de PCA
Tipo de célula	células aderentes
Quantidade de poços	1
Superfície de crescimento	9 cm <sup>2</sup>
Volume de trabalho	4 ml
Quadro removível	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Largura do produto	24 mm
Comprimento do produto	76 mm

### Material & colours

Material do produto	Policicloalcanos (PCA)
Material do quadro	Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	6
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	6
Unidades por caixa	96
Unidades por palete	8064
Profundidade da caixa interna	127 mm
Largura da caixa interna	28 mm
Altura da caixa interna	259 mm
Profundidade da embalagem externa	275 mm
Largura da embalagem externa	270 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0189 cbm
Peso do produto	0.0152 kg
Peso da embalagem externa	2.44 kg
EAN da caixa interna	4038917351935
EAN da embalagem externa	4038917351928

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

