



## Product Specification

**Filtros de seringa, Filtropur S, PES, tamanho do poro: 0,45 µm, para filtração de clarificação**

**Page 1**



### Product description

Order number	83.1826
Descrição do artigo	Filtros de seringa, Filtropur S, membrana: PES, superfície de filtração: 6,2 cm <sup>2</sup> , tamanho do poro: 0,45 µm, para filtração de clarificação, conexão: Luer-Lock, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

### Product characteristics

Exemplo de utilização	para filtração de clarificação
Filtro	sim
Superfície do filtro	6.2 cm <sup>2</sup>
Tamanho do poro	0,45
Conexão	Luer-Lock

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



### Size

Diâmetro 33 mm

### Material & colours

Material do produto Metacrilato de estireno-butadieno (MBS)

Cor do produto amarela

Material da membrana Poliétersulfona (PES)

### Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos

Esterilização Radiação gama

Isenção de pirogênio sim

Não citotóxico sim

Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 50

Tipo de embalagem interior blister

Unidades por caixa interna 50

Unidades por caixa 500

Unidades por palete 12000

Profundidade da embalagem 375 mm

externa

Largura da embalagem 285 mm

externa

Altura da embalagem externa 530 mm

Volume da embalagem 0.0566 cbm

externa

Peso do produto 0.0042 kg

Peso da embalagem externa 3.1 kg

EAN da caixa interna 4038917087742

EAN da embalagem externa 4038917006026

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

