



### **Product description**

Order number	83.1826.001
Descrição do artigo	Filtros de seringa, Filtropur S, membrana: PES, superfície de filtração: 6,2 cm <sup>2</sup> , tamanho do poro: 0,2 µm, para filtração estéril, conexão: Luer-Lock, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

### **Product characteristics**

Exemplo de utilização	para filtração estéril
Filtro	sim
Superfície do filtro	6.2 cm <sup>2</sup>
Tamanho do poro	0,2
Conexão	Luer-Lock

### **Size**

Diâmetro	33 mm
----------	-------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Metacrilato de estireno-butadieno (MBS)
Cor do produto	azul
Material da membrana	Poliétersulfona (PES)

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	12000
Profundidade da embalagem externa	375 mm
Largura da embalagem externa	285 mm
Altura da embalagem externa	530 mm
Volume da embalagem externa	0.0566 cbm
Peso do produto	0.0042 kg
Peso da embalagem externa	3.1 kg
EAN da caixa interna	4038917133913
EAN da embalagem externa	4038917025256

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

