



### **Product description**

Order number	83.1826.102
Descrição do artigo	Filtros de seringa, Filtropur S plus, pré-filtro: GF, membrana: CA, superfície de filtração: 6,2 cm <sup>2</sup> , tamanho do poro: 0,2 µm, para filtração estéril, conexão: Luer-Lock, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

### **Product characteristics**

Exemplo de utilização	para filtração estéril
Filtro	sim
Superfície do filtro	6.2 cm <sup>2</sup>
Tamanho do poro	0,2
Conexão	Luer-Lock

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Diâmetro 33 mm

### Material & colours

Material do produto Metacrilato de estireno-butadieno (MBS)  
Cor do produto azul claro  
Material da membrana Acetato de celulose (CA)

### Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos  
Esterilização Radiação gama  
Isenção de pirogênio sim  
Não citotóxico sim  
Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 50  
Tipo de embalagem interior blister  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 12000  
Profundidade da embalagem 375 mm  
externa  
Largura da embalagem 285 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 530 mm  
Volume da embalagem 0.0566 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0064 kg  
Peso da embalagem externa 4.2 kg  
EAN da caixa interna 4038917133920  
EAN da embalagem externa 4038917025263

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

