



### Product description

Order number	83.3940.501
Descrição do artigo	Filtropur V25, Unidade de filtração a vácuo, 250 ml, tampa de rosca, membrana: PES, Ø da membrana: 50 mm, tamanho do poro: 0,22 µm, para filtração estéril, estéreis, isentos de pirogênicos e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase, 1 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Exemplo de utilização	para filtração estéril
Filtro	sim
Superfície do filtro	15.16 cm <sup>2</sup>
Tamanho do poro	0,22
Conexão	Cone com marcações

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Volume nominal	250 ml
Volume de filtração	250 ml
Altura do produto	200 mm

### Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Material da membrana	Poliétersulfona (PES)

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênicos e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase
Esterilização	Irradiação de elétrons
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	12
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	12
Unidades por palete	420
Profundidade da embalagem externa	433 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	236 mm
Volume da embalagem externa	0.0366 cbm
Peso do produto	0.107 kg
Peso da embalagem externa	2.72 kg
EAN da caixa interna	4038917969215
EAN da embalagem externa	4038917969222

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

