



### Product description

Order number	83.3941.102
Descrição do artigo	Filtropur BT 50, Filtro superior de frasco, para tampa de rosca 45mm, 500 ml, membrana: PES, Ø da membrana: 90 mm, tamanho do poro: 0,1 µm, Para remoção de micoplasmas, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	sim
Exemplo de utilização	Para remoção de micoplasmas
Indicado para	tampa de rosca 45mm
Filtro	sim
Superfície do filtro	63.6 cm <sup>2</sup>
Tamanho do poro	0,1
Conexão	Cone com marcações

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Volume nominal	500 ml
Volume de filtração	500 ml
Altura do produto	10.61 cm

### Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material da membrana	Poliétersulfona (PES)

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	576
Profundidade da embalagem externa	521 mm
Largura da embalagem externa	267 mm
Altura da embalagem externa	381 mm
Volume da embalagem externa	0.0529 cbm
Peso do produto	0.082 kg
Peso da embalagem externa	3.49 kg
EAN da caixa interna	4038917412292
EAN da embalagem externa	4038917412285

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

