



### **Product description**

Order number	83.3941.505
Descrição do artigo	Recipiente de coleta, para Filtropur BT 50, 500 ml, tampa de rosca, tampa montada, estéreis, isentos de pirogênios e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase, 1 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Indicado para	Filtropur BT 50
Volume de trabalho	500 ml
Tipo de recipiente	frasco
Filtro	não

### **Size**

Volume nominal	500 ml
Volume de filtração	500 ml
Altura do produto	13.93 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênicos e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase
Esterilização	Irradiação de elétrons
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	576
Profundidade da embalagem externa	512 mm
Largura da embalagem externa	391 mm
Altura da embalagem externa	329 mm
Volume da embalagem externa	0.0659 cbm
Peso do produto	0.0096 kg
Peso da embalagem externa	2.14 kg
EAN da caixa interna	4038917968911
EAN da embalagem externa	4038917968928

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

