



Product description

Order number	83.3941.511
Descrição do artigo	Filtropur BT 50, Filtro superior de frasco, para tampa de rosca 45mm, 500 ml, tamanho do poro: 0,22 µm, para filtração estéril, estéreis, isentos de pirogênios e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase, 1 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Exemplo de utilização	para filtração estéril
Indicado para	tampa de rosca 45mm
Filtro	sim
Superfície do filtro	38.04 cm ²
Tamanho do poro	0,22
Conexão	Cone com marcações

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	500 ml
Volume de filtração	500 ml
Altura do produto	12.87 cm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material do filtro	Poliétersulfona (PES)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase
Esterilização	Irradiação de elétrons
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	576
Profundidade da embalagem externa	510 mm
Largura da embalagem externa	391 mm
Altura da embalagem externa	329 mm
Volume da embalagem externa	0.0668 cbm
Peso do produto	0.0684 kg
Peso da embalagem externa	3.56 kg
EAN da caixa interna	4038917969024
EAN da embalagem externa	4038917969031

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

