



### Product description

|                     |  |
|---------------------|--|
| Order number        | 83.3942  |
| Descrição do artigo | Filtropur V100, Unidade de filtração a vácuo, 1.000 ml, tampa de rosca, membrana: PES, Ø da membrana: 90 mm, tamanho do poro: 0,45 µm, para filtração de clarificação, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./pacote |

### Product characteristics

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Graduação             | sim                            |
| Tipo de fechamento    | tampa de rosca                 |
| Exemplo de utilização | para filtração de clarificação |
| Filtro                | sim                            |
| Superfície do filtro  | 63.6 cm <sup>2</sup>           |
| Tamanho do poro       | 0,45                           |
| Conexão               | Cone com marcações             |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Volume nominal      | 1.000.00 ml |
| Volume de filtração | 1000 ml     |
| Altura do produto   | 28.33 cm    |

### Material & colours

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Material do produto    | Poliestireno (PS)     |
| Cor do produto         | transparente          |
| Material de fechamento | Polypropylene (PP)    |
| Material da membrana   | Poliétersulfona (PES) |

### Purity & certification

|                      |   |
|----------------------|---|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico   DIV                             |
| Padrão de pureza     | estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos |
| Esterilização        | Radiação gama   |
| Isenção de pirogênio | sim   |
| Não citotóxico       | sim   |
| Em lotes             | sim   |

### Packaging

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 12            |
| Tipo de embalagem interior        | pacote        |
| Unidades por caixa interna        | 1             |
| Unidades por caixa                | 12            |
| Unidades por palete               | 144           |
| Profundidade da embalagem externa | 572 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 343 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 439 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0861 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.2593 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 4.72 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917412117 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917412100 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

