



Product description

Order number	83.3942.100
Descrição do artigo	Filtropur BT 100, Filtro superior de frasco, para tampa de rosca 45mm, 1.000 ml, membrana: PES, Ø da membrana: 90 mm, tamanho do poro: 0,45 µm, para filtração de clarificação, estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Exemplo de utilização	para filtração de clarificação
Indicado para	tampa de rosca 45mm
Filtro	sim
Superfície do filtro	63.6 cm²
Tamanho do poro	0,45
Conexão	Cone com marcações

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	1.000.00 ml
Volume de filtração	1000 ml
Altura do produto	15.27 cm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material da membrana	Poliétersulfona (PES)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	288
Profundidade da embalagem externa	572 mm
Largura da embalagem externa	343 mm
Altura da embalagem externa	439 mm
Volume da embalagem externa	0.0861 cbm
Peso do produto	0.1305 kg
Peso da embalagem externa	5.08 kg
EAN da caixa interna	4038917412322
EAN da embalagem externa	4038917412315

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

