



Product description

Order number	83.3942.501
Descrição do artigo	Filtropur V100, Unidade de filtração a vácuo, 1.000 ml, tampa de rosca, membrana: PES, Ø da membrana: 91 mm, tamanho do poro: 0,22 µm, para filtração estéril, estéreis, isentos de pirogênios e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase, 1 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Exemplo de utilização	para filtração estéril
Filtro	sim
Superfície do filtro	58.93 cm ²
Tamanho do poro	0,22
Conexão	Cone com marcações

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	1.000.00 ml
Volume de filtração	1000 ml
Altura do produto	31 cm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Material da membrana	Poliétersulfona (PES)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênicos e não-citotóxicos, livre DNase/Rnase
Esterilização	Irradiação de elétrons
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	12
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	12
Unidades por palete	192
Profundidade da embalagem externa	545 mm
Largura da embalagem externa	425 mm
Altura da embalagem externa	350 mm
Volume da embalagem externa	0.0811 cbm
Peso do produto	0.26 kg
Peso da embalagem externa	5.42 kg
EAN da caixa interna	4038917969123
EAN da embalagem externa	4038917969130

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

