



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 83.3945.100 |
| Descrição do artigo | Coador para células, tamanho do poro: 100 µm, amarela, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister |

Product characteristics

| | |
|-----------------------|---|
| Exemplo de utilização | Para criação de suspensões de células individuais |
| Indicado para | tubos de centrífuga 50 ml |
| Filtro | sim |
| Superfície do filtro | 4.2 cm ² |
| Tamanho do poro | 100 |

Size

| | |
|-------------------|----------|
| Diâmetro | 34.09 mm |
| Altura do produto | 21 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

| | |
|----------------------|--------------------|
| Material da membrana | nylon |
| Material do quadro | Polipropileno (PP) |
| Cor do quadro | amarela |
| Material do filtro | nylon |

Purity & certification

| | |
|----------------------|---|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Padrão de pureza | estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos |
| Esterilização | Irradiação de elétrons |
| Isenção de pirogênio | sim |
| Não citotóxico | sim |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 50 |
| Tipo de embalagem interior | blister |
| Unidades por caixa interna | 50 |
| Unidades por caixa | 600 |
| Unidades por palete | 9600 |
| Profundidade da embalagem externa | 520 mm |
| Largura da embalagem externa | 385 mm |
| Altura da embalagem externa | 410 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0821 cbm |
| Peso do produto | 0.0068 kg |
| Peso da embalagem externa | 6.78 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917415040 |
| EAN da embalagem externa | 4038917415033 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

