




Product Specification

lumox® dish 50, Placa de Petri, com fundo de filme, Ø: 50 mm, células de suspensão

Page 1



Product description

Order number	94.6077.305
Descrição do artigo	lumox® dish 50, Placa de Petri, com fundo de filme, Ø: 50 mm, para células de suspensão, estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicos, 5 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Versão	com fundo de filme
Tipo de célula	células de suspensão
Forma do fundo	fundo plano
Superfície de crescimento	20.35 cm ²
Volume de trabalho	5 ml - 10 ml
Tipo de recipiente	Placa
Cor de codificação	verde

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Size

Diâmetro	50 mm
Altura do produto	12 mm

Material & colours

Material do produto	lumox®
Material do quadro	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	200
Unidades por palete	7200
Profundidade da embalagem externa	362 mm
Largura da embalagem externa	162 mm
Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0.0073 cbm
Peso do produto	0.01 kg
Peso da embalagem externa	3.52 kg
EAN da caixa interna	4038917256070
EAN da embalagem externa	4038917256063

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

