



Product description

Order number 90.2620.301
Descrição do artigo comprimento: 1,5 m, transparente, 1 unid./pacote

Product characteristics

Indicado para IVARO

Size

Diâmetro 0.8 mm
Comprimento do produto 1.5 m

Material & colours

Material do produto Bioprene
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 10
Volume da embalagem 0.0062 cbm
externa
Peso do produto 0.0005 kg
EAN da caixa interna 4038917584234
EAN da embalagem externa 4038917584227

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

