



### Product description

Order number 92.2620.301  
Descrição do artigo comprimento: 1,5 m, material: Bioprene, transparente, para IVARO, 1 unid./pacote

### Product characteristics

Indicado para IVARO

### Size

Diâmetro 2.4 mm  
Comprimento do produto 1.5 m

### Material & colours

Material do produto Bioprene  
Cor do produto transparente

### Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 10  
Profundidade da embalagem 280 mm  
externa  
Largura da embalagem 220 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 100 mm  
Volume da embalagem 0.0062 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0005 kg  
EAN da caixa interna 4038917584234  
EAN da embalagem externa 4038917584227

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

