



Product description

Order number 92.2620.302
Descrição do artigo comprimento: 1,5 m, material: Bioprene, transparente, para IVARO, 1 unid./pacote

Product characteristics

Indicado para IVARO

Size

Diâmetro 0.8 mm
Comprimento do produto 1.5 m

Material & colours

Material do produto Bioprene
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 10
Profundidade da embalagem 280 mm
externa
Largura da embalagem 220 mm
externa
Altura da embalagem externa 100 mm
Volume da embalagem 0.0062 cbm
externa
Peso do produto 0.0005 kg
EAN da caixa interna 4038917584197
EAN da embalagem externa 4038917584180

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

