



Product description

Order number 90.170.310
Descrição do artigo Amostrador de gás, GS 212, incl. Unidade de fonte de alimentação GN 100-240/15 V, taxa de transporte: 0,2 - 12 l/min, taxa de débito: 1 - 9.999 l

Product characteristics

Consumo de energia durante o funcionamento 24 W

Size

Largura do produto 410 mm
Comprimento do produto 220 mm

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Certificação CE CE
Em lotes não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalaje interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Volume da embalagem externa	0.06 cbm
Peso do produto	11 kg
Peso da embalagem externa	13.24 kg
EAN da caixa interna	4038917101141
EAN da embalagem externa	4038917051484

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

