



Product description

Order number 95.1760.100
Descrição do artigo Pé de borracha, para caixas de pontas de pipeta, cinza

Product characteristics

Indicado para caixas de pontas de pipeta

Material & colours

Material do produto Elastômero termoplástico (TPE)
Cor do produto cinza

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 25
Unidades por caixa interna 25
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 648000
Profundidade da embalagem 268 mm
externa
Largura da embalagem 191 mm
externa
Altura da embalagem externa 100 mm
Volume da embalagem 0.0051 cbm
externa
Peso do produto 0.0001 kg
Peso da embalagem externa 0.45 kg
EAN da caixa interna 4038917522670
EAN da embalagem externa 4038917522663

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

