



### Product description

Order number	92.1417.002
Descrição do artigo	Adaptador de silicone, para M-Sarpette®, transparente, silicone, 1 unid./pacote

### Product characteristics

Indicado para	M-Sarpette®
---------------	-------------

### Material & colours

Material do produto	silicone
Cor do produto	transparente

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	32400
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0051 cbm
Peso do produto	0.006 kg
Peso da embalagem externa	0.85 kg
EAN da caixa interna	4038917129008
EAN da embalagem externa	4038917021906

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

