



Product description

Order number	90.3100.000
Descrição do artigo	Sarpette® M, monocanal, variável, 100 µl - 1.000 µl, azul, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Volume de trabalho	100 µl - 1.000 µl
Cor de codificação	azul
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Material & colours

Cor do produto	cinza
----------------	-------

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Profundidade da caixa interna	315 mm
Largura da caixa interna	90 mm
Altura da caixa interna	30 mm
Peso do produto	0.088 kg
EAN da caixa interna	4038917937061
EAN da embalagem externa	4038917937078

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

