



Product Specification

Sarpette® M, monocanal, variável, 1 ml - 10 ml,
azul claro, 1 unid./caixa de papelão

Page 1



Product description

Order number	90.3100.111
Descrição do artigo	Sarpette® M, monocanal, variável, 1 ml - 10 ml, azul claro, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Volume de trabalho	1 ml - 10 ml
Cor de codificação	azul claro
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Material & colours

Cor do produto	cinza
----------------	-------

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Profundidade da caixa interna	246 mm
Largura da caixa interna	88 mm
Altura da caixa interna	45 mm
Peso do produto	0.088 kg
EAN da caixa interna	4038917937191
EAN da embalagem externa	4038917937207

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

