



### **Product description**

Order number	90.3108.010
Descrição do artigo	Sarpette® M, 8 canais, variável, 0,5 µl - 10 µl, cinza, 1 unid./caixa de papelão

### **Product characteristics**

Volume de trabalho	0,5 µl - 10 µl
Cor de codificação	cinza
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Material & colours**

Cor do produto	cinza
----------------	-------

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Profundidade da caixa interna	288 mm
Largura da caixa interna	150 mm
Altura da caixa interna	28 mm
Peso do produto	0.155 kg
EAN da caixa interna	4038917937276
EAN da embalagem externa	4038917937283

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

